

KH30

产品数据表



KH30

KH30是一款符合人体工程学的优雅手控器，主要用于医院病床、护理床、家庭护理床系统以及其他相关应用；

KH30可通过大多数力纳克控制盒进行操控。



功能和选项：


KH30采用符合人体工程学的优雅设计，惯用右手和左手的人均可轻松操控。

- 外壳颜色：浅灰色, RAL 7035
- 外壳塑料类型:V2
- 保护级别：IPX4 & IPX6
- 按钮数量：多达12个
- 按钮类型：微动开关
- 驱动的推杆数量：同步驱动5个推杆
- 贴膜：标准 (如果需要定制贴膜, 请联系销售工程师)
- 电缆：200mm / 600mm卷线
- 固定方式:通过挂钩
- 尺寸：206 mm x 60 mm x 66 mm (长*宽*厚)
- 重量：286g

用途：

- 运行温度：+5°C 至 +40°C
- 运行湿度：20%至80% - 不冷凝
- 运行气压：700至1060 hPa
- 运行高度(海拔)：最大3000m
- 储存温度：-10°C 至 +50°C
- 储存湿度：20%至80% - 不冷凝
- 储存气压：700至1060 hPa
- 认证：IEC60601-1
GB9706.1

图纸和尺寸：



图纸编号:1050w9001

订购示例：

	KH30	
行数	1	1-6 = 1~6行
IP等级	4	4 = IPX4 6 = IPX6
功能	01	XX = 模拟版 首个X=0~9；第二个 X=0~9 or A~Z V0 = OpenBus V1 = OpenBus V2 = OpenBus V3 = OpenBus 带指示灯 V4 = OpenBus 带背光+锁以及指示灯 V5 = OpenBus 带背光+锁以及指示灯 V6 = OpenBus 带背光+锁以及指示灯 VR = OpenBus 带锁和指示灯 VS = OpenBus 带背光 VT = OpenBus (6行) VX = 专业版本
贴膜	000	000 = 贴膜编号的最后三个数字 XXX = 专用
机械锁	0	0 = 未使用 1 = 带机械锁
盒颜色	+	+ = 浅灰, RAL 7035 X = 专用
电缆类型	1	1 = PVC；卷线9芯；模块化插头；适用于模拟版 2 = PVC；卷线5芯；模块化插头；适用于OpenBus™ 版 3 = PU； 卷线9芯；模块化插头；适用于模拟版 4 = PU； 卷线5芯；模块化插头；适用于OpenBus™ 版 5 = PVC；卷线10芯；模块化插头；适用于模拟版 6 = PU； 卷线10芯；模块化插头；适用于模拟版
电缆长度	0600	0600 = 卷线部分 600 mm 0200 = 卷线部分 200 mm X = 专用
选择的商品编号：KH3014010000+10600		

KH30将不适用于力纳克Econ产品配置。

功能解释：

0X: 模拟版；适用于CB6 (3通道CB6 = 通道1、3、4)、CB7、CB8、TDC、CBJH、CA系列等
(无通用GND版本，不适用于CB9、CB12等)


VX: OpenBus™ 版；适合CB6 OBMe、CO系列等。

V0~V3: 最多5行 (不支持背光)


V4~VT: 最多6行 (支持背光)

功能：

KH30 1...



KH30 2...



KH30 3...

00

2U	2D
1U	1D
3U	3D

01

1U	1D
3U	3D
4U	4D

02

1U	1D
3+4U	3+4D
3D4U	3U4D

03

1U	1D
2U	2D
3+4U	3+4D

05

3U	3D
1+2U	1+2D
4U	4D

07

1U	1D
3+4U	3+4D
2U	2D

08

3U	3D
1+2U	1+2D
1D2U	1U2D

09

1U	1D
2U	2D
1+2U	1+2D

10

1U	1D
2U	2D
1+2U	1+2D

11

2U	2D
1U	1D
3U	3D

12

1U	1D
3+4U	3+4D
2U	2D

V0

H2	H3
H0	H1
H4	H5

V1

H12	H13
H10	H11
H14	H15

V2

H22	H23
H20	H21
H24	H25

V3

H2	H3
H0	H1
H4	H5

00	0A	06	07	03
2U 2D 1U 1D 3U 3D 4U 4D	1U 1D 3U 3D 2U 2D 1+2U 1+2D	3U 3D 1U 1D 4U 4D 3+4U 3+4D	1U 1D 3+4U 3+4D 2U 2D 1+2U 1+2D	1U 1D 3U 3D 4U 4D 3+4U 3+4D
05	04	02	08	09
3U 3D 1+2U 1+2D 4U 4D 3+4U 3+4D	2U 2D 1U 1D 3U 3D 2+3U 2+3D	1U 1D 2U 2D 3+4U 3+4D 3D4U 3U4D	3U 3D 4U 4D 1+2U 1+2D 1D2U 1U2D	1U 1D 3+4U 3+4D 2U 2D 1+2U 1+2D
V0	V1	V2	V3	
H2 H3 H0 H1 H4 H5 H6 H7	H12 H13 H10 H11 H14 H15 H16 H17	H22 H23 H20 H21 H24 H25 H26 H27	H2 H3 H0 H1 H4 H5 H6 H7	

0A

1U	1D
3U	3D
2U	2D
1+2U	1+2D
4U	4D

0B

1U	1D
3U	3D
2U	2D
1+2U	1+2D
	4D

02

1U	1D
2U	2D
1+2U	1+2D
3+4U	3+4D
3D4U	3U4D

04

2U	2D
1U	1D
3U	3D
2+3U	2+3D
4U	4D

07

1U	1D
3+4U	3+4D
2U	2D
1+2U	1+2D
3D4U	3U4D

08

3U	3D
4U	4D
3+4U	3+4D
1+2U	1+2D
1D2U	1U2D

09

3U	3D
1+2U	1+2D
4U	4D
3+4U	3+4D
1D2U	1U2D

10

 1U	1D
2U	2D
1+2U	1+2D
3+4U	3+4D
3D4U	3U4D

V0

H2	H3
H0	H1
H4	H5
H6	H7
H8	H9

V1

H12	H13
H10	H11
H14	H15
H16	H17
H18	H19


V2

H22	H23
H20	H21
H24	H25
H26	H27
H28	H29


V3

 H2	H3
H0	H1
H4	H5
H6	H7
H8	H9


V4




V5



V6




VR




VS

(带背光, 无锁和指示灯)




VS

(无背光, 无锁和指示灯)




标准贴膜：



更多贴膜版本, 待续...

系统概览：



使用条款

用户须自行确定力纳克产品在特定条件下的适用性。力纳克致力于提供精确的最新产品信息。但是，由于力纳克持续地对产品进行改进，力纳克产品可能会在未预先通告的情况下频繁更改和变更。因此，力纳克无法保证所述产品信息正确性和真实性。虽然力纳克会尽最大努力满足订单要求，但出于上述原因，力纳克无法保证任何特定产品的可交付性。因此，力纳克保留停止销售网站或产品目录或其他力纳克书面材料所列之任何产品的权利。所有销售活动都必须依据力纳克销售与交付标准条款的要求进行。若要相关的文件副本，请联系力纳克。